



2^{ème} année BTS Bioanalyses et Contrôles

Annexes Statistiques pour SAA



L. GODIN
<http://ligodin.free.fr>

godin.lionel@orange.fr

TP n°1 : DOSAGE DU PLOMB ET DU CUIVRE DANS L'EAU PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE D'ABSORPTION ATOMIQUE

ANNEXES STATISTIQUES	3
I - Tests d'élimination des valeurs aberrantes	3
II - Caractérisation d'une série de n mesures	4
1. Estimation de l'écart-type estimé ou expérimental	4
2. Intervalle de confiance bilatéral de la moyenne	4
III - Tests de comparaison d'une moyenne avec une valeur de référence	5

ANNEXES STATISTIQUES

I - Tests d'élimination des valeurs aberrantes (Test de Dixon)

On appelle valeur aberrante une valeur qui s'écarte de la valeur du modèle théorique donc ici de la normalité.

Test des écarts maximaux avec la moyenne

Conditions d'utilisation :

- avoir une série de mesures classées par valeur croissante et supposées extraites d'une population normale de paramètre μ (moyenne) et σ (écart type)
- soupçonner une valeur d'être aberrante

Conditions de non-utilisation :

- population non normale
- plusieurs valeurs extrêmes sont suspectées

Pratique du test dans le cas où la moyenne et l'écart-type seraient estimés à partir de la seule série des n mesures.

On teste l'hypothèse d'appartenance de x_n suspectée comme valeur aberrante, à la même population normale que les $n - 1$ autres valeurs.

- calculer la moyenne estimée $x_{moy} = \frac{\sum x_i}{n}$ (moyenne arithmétique des x valeurs (y compris la valeur aberrante))

- calculer $Q^2 = \sum (x_i - x_{moy})^2$

Remarque : peut-être calculé grâce à la fonction **somme.carres.ecarts** sous Excel.

- former le rapport $b_{min} = \frac{x_{moy} - x_{n\ min}}{Q}$ et $b_{max} = \frac{x_{n\ max} - x_{moy}}{Q}$
- comparer la valeur obtenue à celle du tableau et si la valeur obtenue est supérieure à celle du tableau, x_n peut être considérée comme valeur aberrante avec au plus α chances sur 100 de se tromper en l'affirmant.

nombre de détermination n	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
b pour $\alpha = 0,05$	0,815	0,844	0,836	0,815	0,791	0,768	0,746	0,725	0,689	0,644

II - Caractérisation d'une série de n mesures

1) Estimation de l'écart-type estimé ou expérimental

Détermination de l'écart-type estimé pour $n \geq 10$: méthode classique.

Condition d'utilisation :

- avoir une série de n mesures supposées extraites d'une population normale de paramètres μ (moyenne) et σ (écart type) avec $n \geq 10$

Conditions de non - utilisation :

- population non normale
- avoir une valeur aberrante

Estimation de l'écart type estimé :

- calculer l'écart type estimé par application de la formule :

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - x_{moy})^2}{(n-1)}}$$

NB : Quoique la méthode classique puisse s'appliquer pour $n < 10$, elle donne un écart-type souvent sous-estimé, il est donc préférable d'utiliser si $n < 10$, la méthode de l'étendue.

2) Intervalle de confiance bilatéral de la moyenne

Intervalle de confiance bilatéral de la moyenne lorsque l'écart-type est connu par la table de la fonction de répartition de la loi normale réduite de Pearson

Conditions d'utilisation :

- l'écart-type σ caractérisant la dispersion est connu
- l'effectif de l'échantillon est :
 - n quelconque si la population est normale
 - $n > 5$ si la population est quelconque

Estimation de l'intervalle de confiance bilatéral :

- connaître l'écart type ou l'écart type estimé s
- estimer la moyenne x_{moy} (moyenne arithmétique de n nouvelles mesures)

- utiliser la valeur de la variable normale réduite u pour un **risque α bilatéral** donné par lequel il convient de multiplier s/\sqrt{n} pour obtenir l'intervalle de confiance $\pm \frac{u_{bi,\alpha} s}{\sqrt{n}}$ qui a 100 (1- α) chances sur 100 ou une **probabilité P** donnée de contenir la valeur vraie μ dont x_{moy} est une estimation et n le nombre de nouvelles mesures

$$u_{bi,5\%}=u_{0,950}=1,960 \quad u_{bi,1\%}=u_{0,990}=2,575$$

Présentation :

$$\Pr ob\left(x_{moy} - \frac{us}{\sqrt{n}} < m < x_{moy} + \frac{us}{\sqrt{n}}\right) = 0,95 \quad \text{ou} \quad \Pr ob\left(x_{moy} - \frac{us}{\sqrt{n}} < m < x_{moy} + \frac{us}{\sqrt{n}}\right) = 0,99$$

La probabilité pour que le résultat soit entre $x - \frac{us}{\sqrt{n}}$ et $x + \frac{us}{\sqrt{n}}$ est de 95% ou de 99 %

le risque pour que le résultat ne soit pas entre $x - \frac{us}{\sqrt{n}}$ et $x + \frac{us}{\sqrt{n}}$ est de 5% ou de 1 %

NB : Cette technique est utilisable même pour $n = 1$ c'est-à-dire une seule mesure dans des conditions de répétabilité déjà déterminée.

III - Tests de comparaison d'une moyenne avec une valeur de référence

Test de comparaison d'une moyenne avec une valeur donnée de référence lorsque l'écart type estimé est connu (table unilatérale de la variable réduite de la loi normale u de Pearson)

Conditions d'utilisation :

- l'écart type σ caractérisant la dispersion est connu
- l'effectif de l'échantillon est :
 - n quelconque si la population est normale
 - $n > 5$ si la population est quelconque

Pratique du test :

- connaître l'écart type estimé de la population
- estimer la moyenne x_{moy} de n nouvelles mesures
- soit x_{ref} la valeur de comparaison

Attention ce test définit la "zone" dans laquelle la valeur mesurée peut se trouver pour ne pas être significativement différente de la valeur de référence ou Valeur Conventionnement Vraie (VCV)

- lire le coefficient pour un **risque α unilatéral** donné ou une **probabilité P** donnée $u_{uni,\alpha}$ par lequel il convient de multiplier $\frac{s}{\sqrt{n}}$:

$u_{uni,5\%} = u_{0,950} = 1,645$ $u_{uni,1\%} = u_{0,990} = 2,33$
--

- **si $x_{moy} < x_{ref}$** et $x_{moy} > x_{ref} - u_{(uni,\alpha)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

on peut affirmer, avec au plus α chances sur 100 de se tromper que x_{moy} n'est pas significativement différent de x_{ref} .

- **si $x_{moy} < x_{ref}$** et $x_{moy} < x_{ref} - u_{(uni,\alpha)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

on peut affirmer, avec au plus α chances sur 100 de se tromper que x_{moy} est significativement différent de x_{ref} . et ici x_{moy} est significativement inférieur à x_{ref} .

- **si $x_{moy} > x_{ref}$** et $x_{moy} < x_{ref} + u_{(uni,\alpha)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

on peut affirmer, avec au plus α chances sur 100 de se tromper que x_{moy} n'est pas significativement différent de x_{ref} .

- **si $x_{moy} > x_{ref}$** et $x_{moy} > x_{ref} + u_{(uni,\alpha)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

on peut affirmer, avec au plus α chances sur 100 de se tromper que x_{moy} est significativement différent de x_{ref} et ici x_{moy} est significativement supérieur à x_{ref} .

NB : Cette technique est utilisable même pour $n = 1$ c'est à dire une seule mesure dans des conditions de répétabilité déjà déterminée.

RÉPÉTABILITÉ : $CV\% = \frac{s}{x_{moy}} \times 100 < 5 \%$